

PASCO Lichtleiterkabel für Spektrometer UV-VIS

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.schuchardt-lehrmittel.de vom 07.06.2025/DE5

Bestellnummer: 71214015



zum Artikel im
Webshop

384,00 € zzgl. MwSt.

Führen Sie Emissionsspektroskopie-Experimente mit dem Spektrometer UV-VIS durch, indem Sie einfach das Lichtleiterkabel in den Küvettenhalter einstecken und das Ende des Kabels in die Lichtquelle richten. Typische Anwendungen sind z.B. Emissionsspektren von Lichtquellen und Gasentladungsröhren.

Erforderliches Zubehör



PASCO Spektrometer UV-VIS

Bestellnummer 71214014

3.996,00 € zzgl. MwSt.